


SYPRO Ruby Protein Blot Farbstoff

200 ml

Artikel-Nr.: 850565 | [Lonza](#) | Herstellernummer: 50565

262,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Detektionslimit: 4-8 ng Protein/Bande

Eigenschaften: für Nitrocellulose und PVDF Membranen, kompatibel mit Massenspektrometrie

Kategorie: Blotting

Produkttyp: Fluoreszenzfarbstoff

Verpackung: 200 ml

Schneller, einfacher und sensitiver Farbstoff für geblottete Proteine

Die Vorteile:

- Hoch sensitiv - detektiert weniger als 2 - 8 ng Protein pro Bande
- Schnell - einfache Färbeprozedur dauert weniger als eine Stunde
- Kompatible - mit fluoreszenz-, chemilumineszenz- und colorimetrischen Detektionstechniken

Lagerbedingungen:

18 °C - 26 °C