

PerformR 12x75 mm Flow Cytometry Tubes, blau

Kapazität 5 ml, Polypropylen

Deckel s. Art. LC7050 & LC7090-LC7098



4 Beutel à 250 Tubes = 1000 Tubes

Artikel-Nr.: LC7040 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 3350-367-000-9

43,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Deckel: Ohne Deckel

Farbe: blau

Form: U-Boden

Material: PP

Sterilität: unsteril

Verpackung: 4 Beutel à 250 Tubes = 1000 Tubes

Volumen: 5.0 ml