

## PerformR 12x75 mm Flow Cytometry Tubes, grün

Kapazität 5 ml, Polypropylen

Deckel s. Art. LC7050 & LC7090-LC7098



4 Beutel à 250 Tubes = 1000 Tubes

Artikel-Nr.: LC7041 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 3350-368-000-9

**43,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion

**Deckel:** Ohne Deckel

**Farbe:** grün

**Form:** U-Boden

**Material:** PP

**Sterilität:** unsteril

**Verpackung:** 4 Beutel à 250 Tubes = 1000 Tubes

**Volumen:** 5.0 ml