

96 Well PCR Platte, weiß, LC480, Barcoded

Semi Skirt, Flat Top, Low Profile, Eckschnitt H12
DNA-, DNase-, RNasefrei



Vorteilspackung à 100 Stück

Artikel-Nr.: 711217X | Keine Hersteller

424,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckschnitt: H12

Eigenschaften: alphanumerische Codierung, LC 480, mit Barcode

Farbe: weiß

Format: semi skirted

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: Classic Line

Profil: Low Profile

Verpackung: Vorteilspackung à 100 Stück

Volumen: 0.1 ml