

Fixed Angle Rotor 4 x 100 ml

für iFuge UC02R oder iFuge UC02, max. RCF 4628 x g



1 Stück

Artikel-Nr.: 552674 | [Biozym](#)

199,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Kategorie: Zubehör Zentrifuge

Produktlinie: iFuge UC02, iFuge UC02R

Produkttyp: Festwinkel, Rotor

Verpackung: 1 Stück