

Rollerflaschen, 490 cm², Dichtungskappe

PS, unbehandelt
steril



Packung à 24 Stück

Artikel-Nr.: ABC195 | Biozym

165,30 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Bereich des Zellwachstums: 490 cm²

Deckel: Dichtungskappe

Eigenschaft: unbehandelt

Empfohlenes mittleres Volumen: 100-150 ml

Fassungsvermögen: 1000 ml

Kategorie: Rollerflasche

Sterilität: steril

Verpackung: Packung à 24 Stück

Ideal für eine hohe Ausbeute an Zellwachstum- und Vermehrung

Die Features auf einen Blick:

- Aus hochwertigem Polystyrol gefertigt
- In drei Größen erhältlich: 1000 ml, 2000 ml und 5000 ml mit entsprechenden Zellwachstumsflächen von 490 cm², 850 cm² und 1900 cm²
- Geeignet für alle gängigen Instrumente und Automatisierungssysteme, die in der Gewebe-/ Zellkulturtechnik verwendet werden
- Die durch Gammabestrahlung sterilisierten Rollerflaschen wurden gemäß ISO 11137 validiert