

Rollerflaschen, 850 cm², Entlüftungskappe

PS, oberflächenbehandelt
steril



Packung à 12 Stück

Artikel-Nr.: ABC201 | Biozym

135,80 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Bereich des Zellwachstums: 1900 cm²

Deckel: Dichtungskappe

Eigenschaft: TC behandelt

Empfohlenes mittleres Volumen: 300-400 ml

Fassungsvermögen: 5000 ml

Kategorie: Rollerflasche

Sterilität: steril

Verpackung: Packung à 12 Stück

Ideal für eine hohe Ausbeute an Zellwachstum- und Vermehrung

Die Features auf einen Blick:

- Aus hochwertigem Polystyrol gefertigt
- In drei Größen erhältlich: 1000 ml, 2000 ml und 5000 ml mit entsprechenden Zellwachstumsflächen von 490 cm², 850 cm² und 1900 cm²
- Geeignet für alle gängigen Instrumente und Automatisierungssysteme, die in der Gewebe-/ Zellkulturtechnik verwendet werden
- Die durch Gammabestrahlung sterilisierten Rollerflaschen wurden gemäß ISO 11137 validiert