

## Rollerflaschen, 1900 cm<sup>2</sup>, Dichtungskappe

PS, oberflächenbehandelt  
steril



Packung à 12 Stück

Artikel-Nr.: ABC201 | Biozym

**135,80 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Bereich des Zellwachstums:** 1900 cm<sup>2</sup>

**Deckel:** Dichtungskappe

**Eigenschaft:** TC behandelt

**Empfohlenes mittleres Volumen:** 300-400 ml

**Fassungsvermögen:** 5000 ml

**Kategorie:** Rollerflasche

**Sterilität:** steril

**Verpackung:** Packung à 12 Stück

**Ideal für eine hohe Ausbeute an Zellwachstum- und Vermehrung**

**Die Features auf einen Blick:**

- Aus hochwertigem Polystyrol gefertigt
- In drei Größen erhältlich: 1000 ml, 2000 ml und 5000 ml mit entsprechenden Zellwachstumsflächen von 490 cm<sup>2</sup>, 850 cm<sup>2</sup> und 1900 cm<sup>2</sup>
- Geeignet für alle gängigen Instrumente und Automatisierungssysteme, die in der Gewebe-/ Zellkulturtechnik verwendet werden
- Die durch Gammabestrahlung sterilisierten Rollerflaschen wurden gemäß ISO 11137 validiert