

15 ml Tube Adaptor for iFuge UC02(R)

suitable for 16 x 120 mm tube, conical bottom

compatible with 50 ml fixed angle rotors



1 Stück



Artikel-Nr.: 552676 | Biozym

12,40 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Zubehör Zentrifuge

Produktlinie: iFuge UC02, iFuge UC02R

Produkttyp: Adaptoreinsatz für Rotor

Verpackung: 1 Stück