

iFuge M24PR

Kühlzentrifuge, Basiseinheit inkl. Rotor
für 24 x 1.5/2.0 ml Tubes (Art.-Nr. 552653)

1 Stück

Artikel-Nr.: A552650 | [Aktion](#)



2.590,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Display (LCD): ja

Drehzahlregelung/Timer: ja

Kapazität: 0.2 ml, 0.5 ml, 1.5/2.0 ml, 5 ml, 8 Well Strips (0.2ml)

Kühlung: ja

max. RCF (x g): über 15000

Positionen (1.5/2.0 ml): 25 bis 44

Verpackung: 1 Stück

Kühlzentrifuge inkl. Rotor für 24 x 1.5/2.0 ml Tubes

Eigenschaften

- Temperaturbereich -20 bis 40°C mit Cooling Preset
- Maximale Kapazität 44 x 1.5/2.0 ml Tubes
- Wartungsfreier Brushless Motor
- Geringer Geräuschpegel von <63 dB
- Großes, hintergrundbeleuchtetes LED-Display
- Geschwindigkeit maximal 15000 rpm (18000 bis 22000 x g je nach Rotor)
- Elektronische Unwuchtdetektion und Sicherheitsdeckel mit Auto-Open Funktion nach Laufende
- Minimales Temperaturerhöhung in der Rotorkammer – sicher Probenintegrität
- Programmierbar (99 Programme) und Last-Run-Memory

Weitere verfügbare Rotoren:

- Rotor 4 x 8 Well Strip
- Rotor 8 x 5 ml Tubes
- Rotor 44 x 1.5/2.0 ml Tubes