


## Adhesive Clear PCR Seal

Sheets, 135 x 80 mm, Peelable  
Anwendungstemperatur: -70°C bis +100°C



3 x 100 Stück

Artikel-Nr.: A600208 | Biozym

**176,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Anwendungsbereich:** -70°C bis +100°C, PCR, Real-Time PCR

**Art der Folie:** transparent

**Folienformat:** Blätter

**Kategorie:** Adhäsive Folie

**pierceable / peelable:** peelable

**Verpackung:** 100 Stück

**Sehr starke, transparente, adhäsive Folie für PCR, qPCR und andere optische Anwendungen (z.B. Fluoreszenz oder colorimetrische Messungen)**

Frei von DNase und RNase

Non-pierceable (Pierceable Variante: 600229, PCR Foil Seal Strong)