

Adhesive Clear qPCR Seal

Sheets, 140 x 77 mm, Peelable

Anwendungstemperatur: -70°C bis +100°C



3 x 100 Stück

Artikel-Nr.: A600238 | Keine Hersteller

397,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anwendungsbereich: -70°C bis +100°C, Real-Time PCR

Art der Folie: transparent

Folienformat: Blätter

Kategorie: Adhäsive Folie

pierceable / peelable: peelable

Verpackung: 100 Stück

- Optisch sehr klarer Film für qPCR und andere Fluoreszenz Applikationen
- Geeignet auch für Standard PCR und Probenaufbewahrung