

StarBright UV795 anti-human IgM

Mouse IgG1, kappa
MHM-88

100 tests

Artikel-Nr.: B314570 | Keine Hersteller

300,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: MHM-88
Format: SPKPLUSUV_395
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

Spark PLUS UV395 anti-human IgM

Clone: MHM-88
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Immunglobulin M
Size: 100 tests

Reactivity: Human
Format: SPKPLUSUV_395
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=26599>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>