

StarBright UltraViolet 740 anti-mouse CD38

Rat IgG2b, kappa
S21016F

150 µg

Artikel-Nr.: B165621 | Keine Hersteller

255,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: S21016F
Format: SPKPLUSUV_395
Isotype: kappa, Rat IgG2b
Species of Origin: Rat
Verpackung: 100 µg

Spark PLUS UV395 anti-mouse CD38

Clone: S21016F
Isotype: Rat IgG2b, kappa
Other_Names: T10
Size: 100 µg

Reactivity: Mouse
Format: SPKPLUSUV_395
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=27290>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>