

MasterAmp Tth DNA Polymerase + Puffer, 5 U/μl

Lucigen



250 Units

Artikel-Nr.: 103025 | Lucigen | Herstellernummer: TTH72250



205,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Verpackung: 250 Units

Die Daten:

- Thermostabile DNA Polymerase aus *Thermus thermophilus*
- Optimale Reaktionstemperatur oberhalb von 70 °C
- Einsatz bis zu 95 °C möglich
- Thermostabile reverse Transkriptaseaktivität
- Inklusive MasterAmp 10 x PCR Enhancer

Die Vorteile:

- Kann bei gleichen Reaktionsbedingungen sowohl als thermostabile reverse Transkriptase als auch als DNA abhängige DNA Polymerase genutzt werden
- Verbesserte PCR von RNA- und DNA-Templates mit hohem Sekundärstrukturanteil

Typische Anwendungen:

- PCR Amplifikationen von DNA Templates
- RT-PCR und andere „high-temperature“ cDNA Synthese Applikationen von RNA Templates