

81er CryoFreeze Rack, rot

81 x bis 2.0 ml Cryovials
LxBxH = 133 x 133 x 54 mm



Packung à 5 Stück

Artikel-Nr.: 733311 | Biozym

58,80 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Lager

Farbe: rot

Für Kryolagerung: Gasphase N2

Gefäßgröße: 1.0 ml cryo, 2.0 ml cryo

Stellplätze: 81

Verpackung: Packung à 5 Stück

- Gefertigt aus robustem Polycarbonat
- Leichter Deckelverschluss durch eingelassene Abfluss- und Entlüftungsschlitze
- Kristallklarer Deckel für die Sichtbarkeit der Proben
- Helle, attraktive Farben
- Kontrastreiche alphanumerische Beschriftung.
- Material: Polycarbonat
- Gefäßgröße: 1.0 bis 2.0 ml
- Maximale Gefäßgröße: 12 x 49 mm
- Rackformat: 9 x 9
- Abmessung: 133 x 133 x 54 mm
- Temperaturbereich: - 196°C bis + 121°C
- Erhältlich in: blau, grün, orange, rot, farblich gemischt