

## Reaktionsgefäße 2.0 ml, farblos, Low Binding

graduiert, mit Druckverschluss

DNA-, DNase-, RNasefrei



Beutel à 250 Stück

Artikel-Nr.: 710280 | Biozym

**18,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion

**Deckel:** Mit Druckverschluss

**Eigenschaften:** Low Binding

**Farbe:** farblos

**Graduierung:** graduiert

**Kategorie:** Reaktionsgefäße

**Material:** PP

**Verpackung:** Beutel à 250 Stück

**Volumen:** 2.0 ml

#### Low Binding Reaktionsgefäße mit Druckverschluss 2.0 ml, farblos

- Mit Graduierungen (in Stufen von 0.5 ml)
- Polypropylen
- Mit Druckverschluss. "Boil Proof - fester starker Verschluss (Einsatzbereich -80°C bis +121°C)
- DNase-, RNasefrei
- Zentrifugation bis 20.000 x g problemlos möglich (max.35.000 x g, nicht ständig getestet)
- Mit Beschriftungsfeld (seitlich und auf dem flachen Deckel)
- Für Gefrierlagerung bis -80°C geeignet
- Eine Durchstichzone im Deckel ermöglicht den Transfer von Probematerial mittels einer Kanüle
- Autoklavierbar