

## Reaktionsgefäße 0.5 ml, farblich gemischt

graduirt, DNA-, DNase-, RNasefrei  
>20000 xg (max. 35000 xg, nicht ständig getestet)



Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 710308 | Biozym

**38,30 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Deckel:** Mit Druckverschluss

**Graduierung:** graduirt

**Kategorie:** Reaktionsgefäße

**Material:** PP

**Verpackung:** Beutel à 1000 Stück

**Volumen:** 0.5 ml

#### Reaktionsgefäße mit Druckverschluss 0.5 ml, gemischte Farben

- 0.6 ml Maximalvolumen
- Mit Graduierungen
- Farbloses Polypropylen
- Mit Druckverschluss
- DNA-, DNase-, RNasefrei
- Zentrifugation >20.000 x g problemlos möglich
- Mit Beschriftungsfeld (seitlich und auf dem flachen Deckel)
- Für Gefrierlagerung bis -80°C geeignet
- Eine Durchstichzone im Deckel ermöglicht den Transfer von Probematerial mittels einer Kanüle