

## Reaktionsgefäße 2.0 ml, farblich gemischt

graduiert, DNA-, DNase-, RNasefrei  
>20000 xg (max. 35000 xg, nicht ständig getestet)



Beutel à 500 Stück

Artikel-Nr.: 710328 | Biozym

**25,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Deckel:** Mit Druckverschluss

**Graduierung:** graduiert

**Kategorie:** Reaktionsgefäße

**Material:** PP

**Verpackung:** Beutel à 500 Stück

**Volumen:** 2.0 ml

#### Reaktionsgefäße mit Druckverschluss 2.0 ml, gemischte Farben

- Mit Graduierungen (in Stufen von 0.5 ml)
- Polypropylen
- Mit Druckverschluss: "Boil Proof - fester starker Verschluss (Einsatzbereich -80°C bis +121°C)
- DNA-, DNase- und RNasefrei
- Zentrifugation bis 20.000 x g problemlos möglich
- Mit Beschriftungsfeld (seitlich und auf dem flachen Deckel)
- Für Gefrierlagerung geeignet
- Eine Durchstichzone im Deckel ermöglicht den Transfer von Probematerial mittels einer Kanüle
- Autoklavierbar