

Reaktionsgefäße 1.5 ml, farblos
graduirt, DNA-, DNase-, RNasefrei
>20000 xg (max. 35000 xg, nicht ständig getestet)



Abbildung ähnlich

Beutel à 500 Stück

Artikel-Nr.: 710330 | Biozym

20,60 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Mit Druckverschluss

Graduierung: graduirt

Kategorie: Reaktionsgefäße

Material: PP

Verpackung: Beutel à 500 Stück

Volumen: 1.5 ml