


96 Well PCR Platte, weiß, "Fast" Typ

Semi Sub Skirt, Low Profile, Eckschnitt A1

DNA-, DNase-, RNasefrei



Packung à 10 Stück

Artikel-Nr.: 710891 | Biozym

45,10 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckschnitt: A1

Eigenschaften: ABI Fast-Typ, alphanumerische Codierung

Farbe: weiß

Format: sub semi skirted

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: Classic Line

Profil: Low Profile

Verpackung: Packung à 10 Stück

Volumen: 0.1 ml