

SafeSeal Tips Professional 20 µl, steril

Low Binding Technologie, Länge 50.7 mm

DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 770050 | Biozym

58,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Farbe: farblos

Filter: ja

Graduierung: nein

Länge: lang

Low Binding: ja

Maximalvolumen: 20 µl

Pipettenspitzen Linie: SafeSeal Professional

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

- Material: Polypropylen, farblos
- Material Filter: Polyethylen, gesintert
- Spitzen-Oberfläche optimiert = Low Binding
- Maximal Volumen Spitze: 30 µl
- Zertifiziert RNase/DNase frei
- Zertifiziert PCR Inhibitor frei
- Zertifiziert Human DNA frei
- Zertifiziert Pyrogen frei
- Länge Spitze: 50,67 mm
- Durchmesser Öffnung Spitze: 0.46 mm

Filterspitze passend für folgende Pipetten:

- CappAero 20µl
- Eppendorf Research 20µl gelber Bedienknopf
- Eppendorf Research Plus 20µl gelber Bedienknopf
- Eppendorf Reference 20µl gelber Bedienknopf
- Gilson Pipetman 20µl
- Oxford/Nichiryo Benchmate 20µl
- Sartorius/Biohit Proline Plus 20µl
- Socorex Acura und Calibra 20µl