

SafeSeal Tips Professional 100 µl, steril

Low Binding Technologie, Länge 50.7 mm

DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 770100 | Biozym

58,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Farbe: farblos

Filter: ja

Graduierung: ja

Länge: lang

Low Binding: ja

Maximalvolumen: 100 µl

Pipettenspitzen Linie: SafeSeal Professional

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

- Material: Polypropylen, farblos
- Material Filter: Polyethylen, gesintert
- Spitzen-Oberfläche optimiert = Low Binding
- Maximal Volumen Spitze : 100 µl
- Zertifiziert RNase/DNase frei
- Zertifiziert PCR Inhibitor frei
- Zertifiziert Human DNA frei
- Zertifiziert Pyrogen frei
- Länge Spitze: 50,67 mm
- Durchmesser Öffnung Spitze: 0.46 mm
- Graduierungen bei: 10 µl, 50 µl, 100 µl

Filterspitze passend für folgende Pipetten:

- CappAero 20µl, 50µl, 100µl
- Eppendorf Research 20µl gelber Bedienknopf, 100µl
- Eppendorf Research Plus 20µl, 100µl
- Eppendorf Reference 20, 100µl µl gelber Bedienknopf
- Finn 100µl
- Gilson Pipetman 100µl,
- Oxford/Nichiryo Benchmate 20µl, 100µl
- Sartorius/Biohit Proline 100µl

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

- Sartorius/Biohit Proline Plus 100µl
- Sartorius/Biohit mLine 100µl
- Socorex Acura und Calibra 50µl, 100µl