

## SafeSeal Tips Professional 1000 µl, steril

Low Binding Technologie, Länge 73 mm

DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 100 Stück

Artikel-Nr.: 770400 | Biozym



**58,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion

**Farbe:** farblos

**Filter:** ja

**Graduierung:** nein

**Länge:** lang

**Low Binding:** ja

**Maximalvolumen:** 1000 µl

**Pipettenspitzen Linie:** SafeSeal Professional

**Sterilität:** steril

**Verpackung:** 10 Racks à 100 Stück

- Material: Polypropylen, farblos
- Material Filter: Polyethylen, gesintert
- Spitzen-Oberfläche optimiert = Low Binding
- Maximal Volumen Spitze: 1000 µl
- Zertifiziert RNase/DNase frei
- Zertifiziert PCR Inhibitor frei
- Zertifiziert Human DNA frei
- Zertifiziert Pyrogen frei
- Länge Spitze: 72,34 mm
- Durchmesser Öffnung Spitze: 0.89 mm

#### Filterspitze passend für folgende Pipetten:

- CappAero 1000µl
- Eppendorf Research 1000µl
- Eppendorf Research Plus 1000µl
- Eppendorf Reference 1000µl
- Finn 1000µl
- Gilson Pipetman 1000µl
- Oxford/Nichiryo Benchmate 1000µl
- Sartorius/Biohit Proline 1000µl

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20  
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70  
E-Mail: [support@biozym.com](mailto:support@biozym.com)  
Internet: [www.biozym.com](http://www.biozym.com)

Rechtliches  
Registergericht: Amtsgericht Hannover  
Registernummer: HRB 101682  
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH  
Geschäftsführer  
Dr. Sebastian Petri

- Sartorius/Biohit Proline Plus 1000µl
- Sartorius/Biohit mLine 1000µl
- Socorex Acura und Calibra 1000µl