

Spitzen, 100 µl, gelb, steril
DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 720107 | Biozym

58,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: gelb
Filter: nein
Graduierung: nein
Länge: normal
Low Binding: nein
Maximalvolumen: 200 µl
Pipettenspitzen Linie: Premium Tips
Sterilität: steril
Verpackung: 10 Racks à 96 Stück