

Reaktionsgefäße 2.0 ml, farblos
RCF = 26000 x g, graduiert, mit Druckverschluss
DNA-, DNase-, RNasefrei



Beutel à 800 Stück

Artikel-Nr.: 710370 | Biozym

41,80 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Mit Druckverschluss

Graduierung: graduiert

Kategorie: Reaktionsgefäße

Material: PP

Verpackung: Beutel à 800 Stück

Volumen: 2.0 ml

Empfohlenes Arbeitsvolumen maximal 1.8 ml