

SafeSeal Tips Professional 1250 µl, steril

New 1000 µl Extent, Länge 103 mm

DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



8 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 770600 | Biozym

58,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Farbe: farblos

Filter: ja

Graduierung: ja

Länge: XL

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1000 µl

Pipettenspitzen Linie: SafeSeal Professional

Sterilität: steril

Verpackung: 8 Racks à 96 Stück

- Material: Polypropylen, farblos
- Material Filter: Polyethylen, gesintert
- Maximal Volumen Spitze : 1250 µl
- Zertifiziert RNase/DNase frei
- Zertifiziert PCR Inhibitor frei
- Zertifiziert Human DNA frei
- Zertifiziert Pyrogen frei
- Länge Spitze: 102.09 mm
- Durchmesser Öffnung Spitze: 0.86 mm
- Graduierungen bei 200µl, 500µl, 1000µl

Filterspitze passend für folgende Pipetten:

- CappAero 1000µl
- Eppendorf Research 1000µl
- Eppendorf Research Plus 1000µl
- Eppendorf Reference 1000µl
- Finn 1000µl
- Gilson Pipetman 1000µl
- Oxford/Nichiryo Benchmate 1000µl
- Sartorius/Biohit Proline 1000µl

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

- Sartorius/Biohit Proline Plus 1000µl
- Sartorius/Biohit mLine 1000µl
- Socorex Acura und Calibra 1000µl