

Spitzen, 200 µl, farblos, graduert

DNA-, DNase-, RNasefrei
für PowerTower 720396



Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 720391 | Biozym

23,10 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 200 µl

Pipettenspitzen Linie: Premium Tips

Sterilität: unsteril

Verpackung: Beutel à 1000 Stück

Spitzen passend für: alle gängigen 200 µl Pipetten