


PCR SingleCap 8er-SoftStrips 0.2 ml, farblich

gemischt, Domed Cap, High Profile, Cutable

DNA-, DNase-, RNasefrei



5 Beutel à 24 SoftStrips = 120 Strips

Artikel-Nr.: 710988 | Biozym

89,10 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: mit Deckel

Eigenschaften: Cutable

Farbe: gemischt

Kategorie: 8er-Streifen

Produktlinie: Classic Line

Profil: High Profile

Verpackung: 5 Beutel à 24 SoftStrips = 120 Strips

Volumen: 0.2 ml

Farblich gemischt mit den Farben:

- gelb
- blau
- lila
- grün
- rosa