


PCR 8er-SoftStrips 0.2 ml, farblos

High Profile, anhängender 8er-CapStrip, gewölbt
DNA-, DNase-, RNasefrei



1 Beutel à 125 SoftStrips/CapStrip

Artikel-Nr.: 710990 | Biozym

89,10 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: mit Deckel

Farbe: farblos

Kategorie: 8er-Streifen

Produktlinie: Classic Line

Profil: High Profile

Verpackung: 1 Beutel à 125 SoftStrips/CapStrip

Volumen: 0.2 ml