

Spitzen Sartorius 1200 µl

Länge Spitze = 90 mm
DNase-, RNase-, Endotoxinfrei



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674085 | Sartorius

104,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: lang

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1200 µl

Pipettenspitzen Linie: Sartorius

Sterilität: unsteril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück