


PCR SoftTubes, 0.2 ml, farblich gemischt

gewölbter Deckel
DNA-, DNase-, RNasefrei



5 Beutel à 200 Stück = 1000 Stück

Artikel-Nr.: 711008 | Biozym

52,90 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: mit Deckel

Farbe: gemischt

Kategorie: Einzelgefäße

Produktlinie: Classic Line

Profil: High Profile

Verpackung: 5 Beutel à 200 Stück = 1000 Stück

Volumen: 0.2 ml