

Spitzen Sartorius 5 ml, steril

Länge Spitze = 150 mm
DNase-, RNase-, Endotoxinfrei



1 Rack à 50 Stück

Artikel-Nr.: 674098 | Sartorius

25,70 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: lang

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 5000 µl

Pipettenspitzen Linie: Sartorius

Sterilität: steril

Verpackung: 1 Rack à 50 Stück