

## PCR SoftTubes, 0.5 ml, farblos

gewölbter Deckel  
DNA-, DNase-, RNasefrei



Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 711010 | Biozym

**44,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Deckel:** mit Deckel

**Farbe:** farblos

**Kategorie:** Einzelgefäße

**Produktlinie:** Classic Line

**Verpackung:** Beutel à 1000 Stück

**Volumen:** 0.5 ml

- Höher sitzender, konisch erweiterter Verschlusszylinder, „Chimney“-Deckel.
- Leichtere Verschlusskraft erforderlich.
- Zusätzlich DNA- und PCR-Inhibitorenfrei.