

PCR SingleCap 8er-SoftStrips 0.2 ml, farblos

Optical Clear Flat Cap, High Profile, Cutable
DNA-, DNase-, RNasefrei



1 Beutel à 120 SoftStrips

Artikel-Nr.: 710970 | Biozym

62,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Deckel: Flachdeckel, mit Deckel, optisch durchlässig

Eigenschaften: Cutable

Farbe: farblos

Kategorie: 8er-Streifen

Profil: High Profile

Verpackung: 1 Beutel à 120 SoftStrips

Volumen: 0.2 ml

Biozym SoftTubes und SoftStrips bieten für die PCR und das Cycle-Sequencing die Möglichkeit, die Eigenschaften von modernen Hochleistungscyclern optimal auszunutzen. Alle SoftTubes und SoftStrips sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und frei von DNA, DNase und RNase. Sie sind extrem dünnwandig bei dennoch hoher mechanischer Stabilität.