

PCR SingleCap 8er-SoftStrips 0.1 ml, farblos

Optical Clear Flat Cap, Low Profile, Cutable
DNA-, DNase-, RNasefrei



1 Beutel à 120 SoftStrips

Artikel-Nr.: 710975 | Biozym

64,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Deckel: Flachdeckel, mit Deckel, optisch durchlässig

Eigenschaften: Cutable

Farbe: farblos

Kategorie: 8er-Streifen

Produktlinie: Classic Line

Profil: Low Profile

Verpackung: 1 Beutel à 120 SoftStrips

Volumen: 0.1 ml

Mit Optically Clear Flat Caps für Realtime PCR Anwendungen.
DNA-, DNase-, RNase- und PCR-Inhibitorenfrei