

Lucigen



Artikel-Nr.: 162370 | **Lucigen** | Herstellernummer: TER51020

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Verpackung: 40 Units

- **Substrat:** ssDNA oder ssRNA
- **Aktivität:** 5'-3' Exonuklease, die ssDNA oder ssRNA mit 5'-monophosphorilierten Enden verdaut, aber nicht mit 5'-hydroxyl, 5'-triphosphorilierten oder 5'-capped Enden
- **Produkt:** dNMPs oder NMPs
- **Applikationen:** Entfernung von 5'-monophosphorlierter DNA, Primern oder Oligos. Anreicherung von ssDNA oder ssRNA ohne 5'-monophosphat Gruppe
- **Hitze Inaktivierung:** 10 min. 65°C