

AccuGENE 10X TBE Puffer

(0.89 M Tris-Borat, 0.02 M EDTA (Dinatriumsalz)
pH 8.3)

1 Liter



Artikel-Nr.: 830843 | **Lonza** | Herstellernummer: 50843

Preis auf Anfrage

Beschreibung

Eigenschaften: 10X

Kategorie: Puffer für Molekular- und Proteinbiologie

Produkttyp: TBE Puffer

Verpackung: 1 Liter

Optimale Performance - Puffer für DNA-, RNA- und Proteingelektrophorese

Die Vorteile:

- Zuverlässig – reproduzierbare Ergebnisse durch aufwändige Leistungs- und Qualitätskontrollen
- Effizient – spart wertvolle Laborzeit
- „High Quality“ – Garantiert DNase-, RNase- und Protease-frei

Lagerbedingungen:

18 °C - 24 °C, 4°C für CE-Puffer