


PCR TW 8-Tube Strip, 0.2 ml, farblos

High Profile, Verschluss Art.Nr. 712100 o. 712110

DNase-, RNasefrei, geeignet für ABI Rack



Beutel à 120 Strips

Artikel-Nr.: 712030 | Biozym

83,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Kategorie: 8er-Streifen

Produktlinie: Premium Line

Profil: High Profile

Verpackung: Beutel à 120 Strips

Volumen: 0.2 ml