

PocketBloc Heizblock

Basiseinheit ohne Block



1 Stück

Artikel-Nr.: 551010 | Biozym

510,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Technische Spezifikationen

Technische Spezifikationen PocketBloc Heizblock (Art. Nr. 551010):

- Temperaturkontrollbereich: RT plus 5 °C bis 100 °C
- Einstellbarer Zeitbereich: 1 min bis 99 h
- Genauigkeit: < ±0,5 °C Blockhomogenität: < ±0,5 °C
- Speicherplätze: 5 Speicherplätze
- Temperatur und Zeit; über Programmfunktion nacheinander ablauffähig
- Heizung: Elektrisches Heizmodul
- Kühlung: Luft
- Abmessungen: 300 x 200 x 150 mm
- Gewicht: 2,8 kg
- Stromversorgung: 230 V, 120 W
- Kalibrierfähig: ja

Beschreibung

Eigenschaften: Wechselblock

Kapazität: Mikrotiterplatte, Tubes

Kategorie: Heizblock

Verpackung: 1 Stück

Handlich, leicht zu bedienen, komfortable Programmierung – und dazu noch so preisgünstig! So könnte man in wenigen Worten die neue PocketBloc Familie beschreiben. Dazu gibt es fünf verschiedene, leicht austauschbare Blockaufsätze für alle Anwendungszwecke. Durch die einfache Ausbaumöglichkeit lassen sich die Blöcke auch hervorragend reinigen und sterilisieren. Das farbige Display mit den großen Ziffern lässt sich gut ablesen; die Einstellung von Zeit und Temperatur sowie Mischgeschwindigkeit (nur Thermomixer) geht einfach von der Hand. Bei den Modellen ohne Mixfunktion stehen außerdem fünf Programmspeicherplätze zur Verfügung, die nacheinander ablaufen können, z.B. wenn Sie nach einer mehrstündigen Reaktion bei höherer Temperatur den Reaktionsansatz gekühlt aufbewahren möchten.

Die Vorteile für Ihren Thermoblock auf einen Blick:

- Temperatur und Zeitprogrammierung
- Hohe Temperaturkonstanz
- Wechselblockdesign

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

- Intuitive Bedienung
- Farbiges Display
- Leicht, kompakt und preisgünstig