


BZ ALU Seal Folie, adhesive, extra dick

für PCR-, ELISA-Applikationen oder Lagerung

Anwendungstemperatur: -80°C bis +110 °C



Packung à 100 Stück

Artikel-Nr.: 712360 | Biozym

185,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anwendungsbereich: -80°C bis +110°C

Art der Folie: Aluminium

Folienformat: Blätter

Kategorie: Adhäsive Folie

Produktlinie: Premium Line

Verpackung: Packung à 100 Stück