

ATP Hygiene Kit HS (Tropfflasche)



100 Tests

Artikel-Nr.: 290040 | BioThema

236,50 € *

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Applikation: Hygiene Monitoring

Verpackung: 100 Tests

- Basierend auf den ATP Biomass Kit HS
- Mit Tropfflasche, d.h. kein Pipettieren
- HS (High Sensitivity) Reagenz
- Detektion von nur 5 Bakterienzellen (10^{-17} mol ATP) möglich
- Zur Hygiene-Kontrolle

In allen Biothema ATP Kits sind die ATP Standards enthalten.

- Kompensieren Variationen in allen analytischen Parametern (pH-Wert Schwankungen, Inhibitoren, Temperatur, etc.) und ermöglichen so die Vergleichbarkeit einzelner Messreihen
- Liegen stabilisiert in flüssiger Form vor (einfache Handhabung)

Kitkomponenten:

100 Assays im Tubeformat

- ATP Reagent HS (4 Vials) lyophilisiert, enthält D-Luciferin und Luciferase
- Diluent B (4 Tropfflaschen), zur Rekonstitution des ATP Reagent HS
- Extractant B/S (4 Tropfflaschen)
- ATP Standard (4 Tropfflaschen), enthalten 10^{-8} mol/l ATP in Extractant B/S gelöst