

## Intracellular ATP Kit HS



375 Tests

Artikel-Nr.: 290060 | BioThema

**463,05 € \***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Herbstaktion

**Applikation:** ATP-Nachweis

**Verpackung:** 375 Tests

- Zur Messung des intrazellulären ATPs (enthält Reagenzien zur Eliminierung des extrazellulären ATPs)
- Basiert auf dem ATP Biomass Kit HS
- HS (High Sensitivity) Reagenz

**In allen Biothema ATP Kits sind die ATP Standards enthalten.**

- Kompensieren Variationen in allen analytischen Parametern (pH-Wert Schwankungen, Inhibitoren, Temperatur, etc.) und ermöglichen so die Vergleichbarkeit einzelner Messreihen
- Liegen stabilisiert in flüssiger Form vor (einfache Handhabung)

#### Kitkomponenten:

375 Assays im Mikrotiterplattenformat (200 µl)

150 Assays im Tubeformat (1 ml)

- ATP Reagent HS (6 Vials) lyophilisiert, enthält D-Luciferin und Luciferase
- Diluent B 10 ml (6 Vials), zur Rekonstitution des ATP Reagent HS
- Extractant B/S 10 ml (1 Vial)
- ATP Standard 5 ml (1 Vial;  $10^{-7}$  mol/l ATP)
- ATP Eliminating Reagent (1 Vial)
- Diluent C 10 ml (1 Vial) zur Rekonstitution des ATP Eliminating Reagent