

Cellular ATP Kit HTS



1200 Tests

Artikel-Nr.: 290050 | BioThema

470,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Applikation: ATP-Nachweis

Verpackung: 1200 Tests

- High Throughput Screening
- Zur schnellen Messung der Zellproliferation/Zytotoxizität
- Zugabe von nur einem Reagenz
- „Stable Light“ Reagenz

In allen Biothema ATP Kits sind die ATP Standards enthalten.

- Kompensieren Variationen in allen analytischen Parametern (pH-Wert Schwankungen, Inhibitoren, Temperatur, etc.) und ermöglichen so die Vergleichbarkeit einzelner Messreihen
- Liegen stabilisiert in flüssiger Form vor (einfache Handhabung)

Kitkomponenten:

1200 Assays im Mikrotiterplattenformat (200 µl)

- ATP Reagent SL (5 Vials) lyophilisiert, enthält D-Luciferin, Luciferase und Stabilisatoren
- Lysing Diluent, 12 ml (5 Vials), zur Rekonstitution des ATP Reagent SL (enthält lysierende Agenzien und ATPase Inhibitor)
- ATP Standard 5 ml (5 Vials; 10^{-5} mol/l ATP)