

## Luciferase Assay Kit



800 Tests

Artikel-Nr.: 290110 | BioThema

**419,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



### Beschreibung

**Applikation:** Luciferase Assay

**Verpackung:** 800 Tests

#### Die Vorteile:

- Kein Hintergrund, da das Luc-Gen in der Natur nur in biolumineszenten Insektenzellen vorkommt
- Luciferase ist ein monomeres Enzym (61 kDa), das keiner posttranslationalen Modifikationen bedarf
- Sehr sensitiv bis zu  $10^{-19}$  mol
- Kann sowohl für in vivo als auch in vitro Assays verwendet werden
- Schneller und einfacher Assay
- Detektion im Luminometer (manuell/automatisch)

#### Kitkomponenten:

8 Sets von Reagenzien, für jeweils 100 Proben (96er Mikrotiterplatte) bzw. 20 Proben in der Küvette

- ATP Substrat (lyophilisiert; ATP und Stabilisatoren)
- Luciferinsubstrat (lyophilisiert; Luciferin und Stabilisatoren)
- Tris-EDTA Puffer (2 x 100 ml), pH 7,75

#### Protokoll:

In dem Assay werden lysierte Zellen eingesetzt.

1. 10  $\mu$ l der lysierten Probe werden in eine Küvette bzw. in ein Well einer Mikrotiterplatte gegeben.
2. 100-500  $\mu$ l des rekonstituierten Luciferin Substrats werden zugegeben.
3. Das gleiche Volumen des rekonstituierten ATP Substrats wird dazu pipettiert.
4. Die Lichtemission wird gemessen.