

Luciferase Assay Kit HTS

für Luminometer ohne Dispenser



4800 Tests

Artikel-Nr.: 290120 | BioThema

2.120,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Applikation: Luciferase Assay

Verpackung: 4800 Tests

Das Kit ist für High-Throughput Anwendungen in der Mikrotiterplatte und Messung in einem Luminometer ohne Dispenser konzipiert.

Die Vorteile:

- Kein Hintergrund, da das Luc-Gen in der Natur nur in biolumineszenten Insektenzellen vorkommt
- Luciferase ist ein monomeres Enzym (61 kDa), das keiner posttranslationalen Modifikationen bedarf
- Sehr sensitiv bis zu 10⁻¹⁹ mol
- Kann sowohl für in vivo als auch in vitro Assays verwendet werden
- Schneller und einfacher Assay
- Detektion im Luminometer (manuell/automatisch)

Kitkomponenten:

24 Sets von Reagenzien, für jeweils 200 Proben (96er Mikrotiterplatte)

- ATP Substrat (lyophilisiert; ATP und Stabilisatoren)
- Luciferinsubstrat (lyophilisiert; Luciferin und Stabilisatoren)
- Tris-EDTA Puffer (1 l), pH 7,75

Die Reagenzien sind ausreichend für insgesamt 4.800 Assays.