

Spitzen, 1250 µl, farblos, graduert

(8 x 96 Stück) Reload-System
DNase-, RNasefrei, für 1 ml Pipetten



1 QuickRack à 768 Spitzen

Artikel-Nr.: 721254 | Biozym

38,20 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1250 µl

Pipettenspitzen Linie: Premium Tips

Sterilität: unsteril

Verpackung: 1 QuickRack à 768 Spitzen

Spitzen passend für: alle gängigen 1 ml Pipetten