



25 g

Artikel-Nr.: 840001 | Biozym

59,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Applikation: Comet Assays, DNA-/RNA-Isolierung, Southern/Northern Blotting größer 1 kb

Eigenschaften: High Melting Point

Kategorie: DNA- und RNA-Elektrophorese

Produkttyp: Agarose

Trennbereich: 200 bp - 23 kb

Verpackung: 25 g

Standard für Routineanalysen von Nukleinsäuren

Die Vorteile:

- Universalagarose für Ihre Routinegelelektrophorese
- Zur Auftrennung von 100 bp – 23 kb Fragmenten
- Durch hervorragende Gelstärke ideal für Northern und Southern Blotting

Die Daten:

- Geliertemperatur (1.5 %): 36 +/- 1.5 °C
- Wassergehalt: <= 10 %
- Sulfatgehalt: <= 0.15 % EEO (-m): 0.09-0.13
- Gelstärke (1 %): >= 1.200 g/cm²
- DNase- u. RNase-Aktivität: Nicht nachweisbar

Lagerbedingungen: 18 °C - 26 °C

Typische Anwendungen:

- Elektrophorese und Blotting von DNA und RNA
- Immunpräzipitationstechniken (Ouchterlony, Radiale Immundiffusion (RID))