

## Biozym ME Agarose



25 g

Artikel-Nr.: 840011 | Biozym

**85,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Applikation:** analytische Auftrennung (DNA/RNA/Protein), Serumprotein-/Immun-Elektrophorese

**Eigenschaften:** High Melting Point

**Kategorie:** DNA-/RNA- und Protein-Elektrophorese

**Produkttyp:** Agarose

**Trennbereich:** größer 600 kDa

**Verpackung:** 25 g

#### Die ideale Wahl für Serumprotein- und Immunelektrophorese

##### Die Vorteile:

- Durch hohe Gel-Klarheit und minimale unspezifische Bindungen die perfekte Wahl für Ihre Immundiffusionstechniken

**Lagerbedingungen:** 18 °C - 26 °C

##### Typische Anwendungen:

- Sichere und einfach Auftrennung von Proteinen