

Biozym Prep Agarose



25 g

Artikel-Nr.: 840302 | Biozym

Preis auf Anfrage

Beschreibung

Applikation: Einbettung von Zellen, Soft Agarose Klonierung

Eigenschaften: Low Melting Point

Kategorie: Zellkultur

Produkttyp: Agarose

Trennbereich: N/A

Verpackung: 25 g

Spezialagarose mit extrem niedrigem Schmelzpunkt

Die Vorteile:

- Ideal für In-Gel Techniken und Zellkulturanwendungen

Lagerbedingungen: 18 °C - 26 °C

Typische Anwendungen:

- Hybridoma Klonierung
- Zellkulturen und Einbettung von Zellen
- Kulturen pflanzlicher Protoplasten